

PROTOCOLO SEGUNDO TESTE EEG LAB GUARÁ

Movimento de Braço sob diferentes forças aplicadas.

Será utilizado o equipamento - Icelera Nano EEG.

Recomendações Pré-teste:

- O teste **NÃO** deve ser realizado se a pessoa estiver há um grande período sem lavar o cabelo, pois pode gerar uma dificuldade na obtenção do sinal.
- Todos os canais devem estar **obrigatoriamente** conectados.
- Deve ser analisado no software próprio do icelera, se todos os canais utilizados apresentam um bom nível de impedância. (abaixo de 20 kOhms).
- Deve-se manter o cotovelo apoiado sob a mesa em todo o procedimento, realizando o movimento sob a ação do bíceps.

Teste:

O Primeiro procedimento do teste será:

1. Aos 8 segundos será feita uma sequência de 5 flexões de braço sem peso.
2. Aos 24 segundos será feita uma sequência de 5 flexões de braço sem peso.
3. Aos 40 Segundos será feita uma sequência de 5 flexões de braço sem peso.

O procedimento deverá ser realizado ao todo 5 vezes para cada braço.

O Segundo procedimento do teste será:

4. Aos 8 segundos será feita uma sequência de 5 flexões de braço para o menor peso.
5. Aos 24 segundos será feita uma sequência de 5 flexões de braço para o menor peso.
6. Aos 40 Segundos será feita uma sequência de 5 flexões de braço para o menor peso.

O procedimento deverá ser realizado ao todo 5 vezes para cada braço.

O Terceiro procedimento do teste será:

7. Aos 8 segundos será feita uma sequência de 5 flexões de braço para o maior peso.
8. Aos 24 segundos será feita uma sequência de 5 flexões de braço para o maior peso.
9. Aos 40 Segundos será feita uma sequência de 5 flexões de braço para o maior peso.

O procedimento deverá ser realizado ao todo 5 vezes para cada braço.